



# *Bloco de prescrição:* **Cuidados em Ostomia**



# SenSura® Flex

## Segurança e flexibilidade

O SenSura Flex, duas peças com encaixe adesivo, é uma combinação única de segurança e flexibilidade. Tem a flexibilidade dos dispositivos de uma peça, e as vantagens dos dispositivos de duas.

NOVO


### Liberdade de movimentos sem restrições

- O encaixe flexível e suave combinado com uma flange, ajusta-se aos contornos individuais do corpo, enquanto assegura uma posição estável do saco.
- Na verdade, **69%** reportaram que a flexibilidade do sistema de encaixe é muito bom ou bom<sup>1</sup>.

### Conveniente e discreto

- Um sistema de encaixe adesivo liso e discreto sem peças rijas, fácil de manusear.
- De facto, **71%** reportou que o manuseamento do sistema de encaixe é muito bom ou bom<sup>1</sup>.

## Uma gama completa para satisfazer as necessidades dos ostomizados



The diagram illustrates the components of the SenSura Flex system. It includes a circular filter, a double-layered plate, a multi-channel connector, a non-woven fabric, and a 'hide-away' opening system. A circular inset shows a person applying the device to their abdomen.

**Filtro eficiente**  
Neutraliza o odor, previne fugas e o enchimento do saco de ar.

**Placas com dupla camada**  
Protegem contra os efluentes do estoma e absorvem o excesso de humidade.

**Sistema de abertura "Hide-away"**  
Fáceis de esvaziar e limpar, dobras seguras e maior descrição.

**Multicanais**  
Aspetto plano, reduz o ruído de salpicos, válvula anti-refluxo.

**Tecido não tecido**  
Mais conforto: não rasga e é repelente à água.

1. Arnaud, J et al. (2008) "A randomized crossover study of a new two-piece adhesively coupled ostomy pouching system". Presented at the World Council of Enterostomal Therapists (WCET) Congress in Ljubljana, Slovenia, June 15-19, 2008.



- 1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico > 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação > 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia > Selecionar o produto pela sua referência

| Grupo Ostomia |  | X | Refª  | Produto  | CNP       |
|---------------|--|---|-------|--|-----------|
| PLACAS        | Placa de fixação mecânica plana                                      |   | 10011 | Coloplast / SenSura / Refª: 10011 / 40mm                   | 618 525 6 |
|               |  |   | 10021 | Coloplast / SenSura / Refª: 10021 / 50mm                   | 618 526 4 |
|               |  |   | 10031 | Coloplast / SenSura / Refª: 10031 / 60mm                   | 618 527 2 |
|               |  |   | 10041 | Coloplast / SenSura / Refª: 10041 / 70mm                   | 618 528 0 |
|               |  |   | 10015 | Coloplast / SenSura / Refª: 10015 / Xpro 40mm              | 600 740 1 |
|               |  |   | 10025 | Coloplast / SenSura / Refª: 10025 / Xpro 50mm              | 600 739 3 |
|               |  |   | 10035 | Coloplast / SenSura / Refª: 10035 / Xpro 60mm              | 600 741 9 |
|               | Placa de fixação mecânica convexa                                    |   | 11011 | Coloplast / SenSura / Refª: 11011 / Convex Light 40mm      | 618 553 8 |
|               |  |   | 11021 | Coloplast / SenSura / Refª: 11021 / Convex Light 50mm      | 618 554 6 |
|               |  |   | 11031 | Coloplast / SenSura / Refª: 11031 / Convex Light 60mm      | 618 555 3 |
|               |  |   | 11041 | Coloplast / SenSura / Refª: 11041 / Convex Light 70mm      | 618 556 1 |
|               |  |   | 11015 | Coloplast / SenSura / Refª: 11015 / Xpro Convex Light 40mm | 600 743 5 |
|               |  |   | 11025 | Coloplast / SenSura / Refª: 11025 / Xpro Convex Light 50mm | 600 745 0 |
|               |  |   | 11035 | Coloplast / SenSura / Refª: 11035 / Xpro Convex Light 60mm | 600 746 8 |
| COLOSTOMIAS   | Saco Colostomia Fechado Opaco - duas peças - fixação mecânica        |   | 10152 | Coloplast / SenSura / Refª: 10152 / Mini / 50mm            | 618 530 6 |
|               |  |   | 10154 | Coloplast / SenSura / Refª: 10154 / Midi / 40mm            | 618 531 4 |
|               |  |   | 10155 | Coloplast / SenSura / Refª: 10155 / Midi / 50mm            | 618 532 2 |
|               |  |   | 10156 | Coloplast / SenSura / Refª: 10156 / Midi / 60mm            | 618 533 0 |
|               |  |   | 10164 | Coloplast / SenSura / Refª: 10164 / Maxi / 40mm            | 618 534 8 |
|               |  |   | 10165 | Coloplast / SenSura / Refª: 10165 / Maxi / 50mm            | 618 535 5 |
|               |  |   | 10166 | Coloplast / SenSura / Refª: 10166 / Maxi / 60mm            | 618 536 3 |
|               |  |   | 10167 | Coloplast / SenSura / Refª: 10167 / Maxi / 70mm            | 618 537 1 |
|               | Saco Colostomia Fechado Opaco - uma peça - base plana                |   | 15420 | Coloplast / SenSura / Refª: 15420 / Mini / 10-66mm         | 618 563 7 |
|               |  |   | 15450 | Coloplast / SenSura / Refª: 15450 / Midi / 10-66mm         | 618 564 5 |
|               |  |   | 15480 | Coloplast / SenSura / Refª: 15480 / Maxi / 10-76mm         | 618 566 0 |
|               | Saco Colostomia Fechado Transparente - duas peças - fixação mecânica |   | 10184 | Coloplast / SenSura / Refª: 10184 / Maxi / 40mm            | 618 538 9 |
|               |  |   | 10185 | Coloplast / SenSura / Refª: 10185 / Maxi / 50mm            | 618 539 7 |
|               |  |   | 10186 | Coloplast / SenSura / Refª: 10186 / Maxi / 60mm            | 618 540 5 |
|               | Saco Colostomia Fechado Transparente - uma peça - base plana         |   | 15470 | Coloplast / SenSura / Refª: 15470 / Maxi / 10-76mm         | 618 565 2 |
| ILEOSTOMIAS   | Saco Ileostomia Aberto Opaco - duas peças - fixação mecânica         |   | 10351 | Coloplast / SenSura / Refª: 10351 / Mini / 40mm            | 618 541 3 |
|               |  |   | 10352 | Coloplast / SenSura / Refª: 10352 / Mini / 50mm            | 618 542 1 |
|               |  |   | 10354 | Coloplast / SenSura / Refª: 10354 / Midi / 40mm            | 618 543 9 |
|               |  |   | 10355 | Coloplast / SenSura / Refª: 10355 / Midi / 50mm            | 618 544 7 |
|               |  |   | 10356 | Coloplast / SenSura / Refª: 10356 / Midi / 60mm            | 618 545 4 |
|               |  |   | 10364 | Coloplast / SenSura / Refª: 10364 / Maxi / 40mm            | 618 546 2 |
|               |  |   | 10365 | Coloplast / SenSura / Refª: 10365 / Maxi / 50mm            | 618 547 0 |
|               |  |   | 10366 | Coloplast / SenSura / Refª: 10366 / Maxi / 60mm            | 618 548 8 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Opaco - uma peça - base plana                 |   | 15520 | Coloplast / SenSura / Refª: 15520 / Mini / rec. 10-66mm    | 602 909 0 |
|               |  |   | 15550 | Coloplast / SenSura / Refª: 15550 / Midi / rec. 10-66mm    | 618 568 6 |
|               |  |   | 15580 | Coloplast / SenSura / Refª: 15580 / Maxi / rec. 10-70mm    | 618 570 2 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação mecânica  |   | 10384 | Coloplast / SenSura / Refª: 10384 / Maxi / 40mm            | 618 550 4 |
|               |  |   | 10385 | Coloplast / SenSura / Refª: 10385 / Maxi / 50mm            | 618 551 2 |
|               |  |   | 10386 | Coloplast / SenSura / Refª: 10386 / Maxi / 60mm            | 618 552 0 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Transparente - uma peça - base plana          |   | 15570 | Coloplast / SenSura / Refª: 15570 / Maxi / rec. 10-70mm    | 618 569 4 |
| UROSTOMIAS    | Saco Urostomia Aberto Opaco - uma peça - fixação mecânica            |   | 11802 | Coloplast / SenSura / Refª: 11802 / Maxi / rec. 10-76mm    | 600 769 0 |
|               | Saco Urostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação mecânica   |   | 11851 | Coloplast / SenSura / Refª: 11851 / Midi / 40mm            | 600 766 6 |
|               |  |   | 11852 | Coloplast / SenSura / Refª: 11852 / Midi / 50mm            | 600 768 2 |
|               |  |   | 11854 | Coloplast / SenSura / Refª: 11854 / Maxi / 40mm            | 600 763 3 |
|               |  |   | 11855 | Coloplast / SenSura / Refª: 11855 / Maxi / 50mm            | 600 764 1 |
|               |  |   | 11856 | Coloplast / SenSura / Refª: 11856 / Maxi / 60mm            | 600 765 8 |
|               | Saco Urostomia Aberto Transparente - uma peça - base plana           |   | 11804 | Coloplast / SenSura / Refª: 11804 / Maxi / rec. 10-76mm    | 600 770 8 |

## Acessórios no verso da página

Prescritor(a): \_\_\_\_\_

Enfermeiro(a): \_\_\_\_\_

Utente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)

- 1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico > 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação > 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia > Selecionar o produto pela sua referência

| Grupo Ostomia |   | X | Refª  | Produto   | CNP       |
|---------------|---|---|-------|---|-----------|
| ACESSÓRIOS    | Obturador para Colostomia - uma peça      |   | 1435  | Coloplast / Alterna / Refª: 1435 / 35mm (ostomia 25-35mm) | 792 128 8 |
|               |   |   | 1445  | Coloplast / Alterna / Refª: 1445 / 45mm (ostomia 25-35mm) | 792 129 6 |
|               |   |   | 1485  | Coloplast / Alterna / Refª: 1485 / 35mm (ostomia 35-45mm) | 792 130 4 |
|               |   |   | 1495  | Coloplast / Alterna / Refª: 1495 / 45mm (ostomia 35-45mm) | 792 131 2 |
|               | Saco coletor de urina                     |   | 5165  | Coloplast / Conveen / Refª: 5165 / 350ml / 50cm           | 792 251 8 |
|               |   |   | 5161  | Coloplast / Conveen / Refª: 5161 / 500ml / 50cm           | 792 247 6 |
|               |   |   | 5167  | Coloplast / Conveen / Refª: 5167 / 750ml / 50cm           | 792 253 4 |
|               |   |   | 5062  | Coloplast / Conveen / Refª: 5062 / 1500ml / 90cm          | 792 254 2 |
|               |   |   | 5050  | Coloplast / Conveen / Refª: 5050 / Fitas Perna*           | 792 212 0 |
|               | Kit Irrigação                             |   | 12830 | Coloplast / Alterna / Refª: 12830 / Kit irrigação         | 792 138 7 |
|               |   |   | 1511  | Coloplast / Alterna / Refª: 1511 / Saco de água           | 792 139 5 |
|               |   |   | 1110  | Coloplast / Alterna / Refª: 1110 / Cone                   | 792 143 7 |
|               |   |   | 12836 | Coloplast / Alterna / Refª: 12836 / Manga                 | 792 142 9 |
|               | Nivelador em anel                         |   | 12042 | Coloplast / Brava / Refª: 12042                           | 600 771 6 |
|               | Nivelador em tiras                        |   | 2655  | Coloplast / Brava / Refª: 2655                            | 792 132 0 |
|               | Cinto ajustável                           |   | 421   | Coloplast / Brava / Refª: 421                             | 792 116 3 |
|               | Tiras de fixação                          |   | 12070 | Coloplast / Brava / Refª: 12070                           | 600 772 4 |
|               | Película de proteção cutânea em spray     |   | 12020 | Coloplast / Brava / Refª: 12020                           | 600 774 0 |
|               | Película de proteção cutânea em toalhetes |   | 62042 | Coloplast / Conveen / Refª: 62042                         | 792 217 9 |
|               | Pó cicatrizante                           |   | 1907  | Coloplast / Brava / Refª: 1907                            | 600 775 7 |
|               | Removedor de adesivos em spray            |   | 12010 | Coloplast / Brava / Refª: 12010                           | 600 773 2 |
|               | Creme Barreira para Ostomias*             |   | 66102 | Coloplast / Conveen / Refª: 66102                         | 792 215 3 |
|               | Creme para Lesão Periestomal*             |   | 65050 | Coloplast / Conveen / Refª: 65050                         | 792 214 6 |

\* Produto não participado

## Brava®

Uma ajuda na redução de fugas, no cuidado da pele peri-estoma

Formas diferentes do corpo e necessidades diferentes, às vezes requerem soluções individuais para evitar fugas, e manter a pele peri-estoma saudável. Os acessórios Brava foram desenvolvidos para ir ao encontro destas necessidades.



Número de apoio:  
**800 914 390**  
 (chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)

1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico > 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação > 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia > Selecionar o produto pela sua referência

|             | Grupo Ostomia   | X | Refª  | Produto   | CNP       |
|-------------|---|---|-------|---|-----------|
| PLACAS      | Placa de fixação adesiva plana                                      |   | 10101 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10101 / 35mm                   | 701 695 6 |
|             |   |   | 10102 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10102 / 50mm                   | 701 696 4 |
|             |   |   | 10103 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10103 / 70mm                   | 701 697 2 |
|             |   |   | 10108 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10108 / 90mm                   | 701 698 0 |
|             |   |   | 10104 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10104 / Xpro 35mm              | 701 692 3 |
|             |   |   | 10105 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10105 / Xpro 50mm              | 701 693 1 |
|             |   |   | 10106 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10106 / Xpro 70mm              | 701 694 9 |
|             | Placa de fixação adesiva convexa                                    |   | 11301 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11301 / Convex Light 35mm      | 701 689 9 |
|             |   |   | 11303 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11303 / Convex Light 50mm      | 701 690 7 |
|             |   |   | 11307 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11307 / Convex Light 70mm      | 701 691 5 |
|             |   |   | 11304 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11304 / Xpro Convex Light 35mm | 701 699 8 |
|             |   |   | 11306 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11306 / Xpro Convex Light 50mm | 701 700 4 |
|             |   |   | 11308 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11308 / Xpro Convex Light 70mm | 701 701 2 |
| COLOSTOMIAS | Saco Colostomia Fechado Opaco - duas peças - fixação adesiva        |   | 10904 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10904 / Midi / 35mm            | 701 703 8 |
|             |   |   | 10914 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10914 / Maxi / 35mm            | 701 707 9 |
|             |   |   | 10895 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10895 / Mini / 50mm            | 701 702 0 |
|             |   |   | 10905 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10905 / Midi / 50mm            | 701 704 6 |
|             |   |   | 10915 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10915 / Maxi / 50mm            | 701 708 7 |
|             |   |   | 10918 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10918 / Maxi / 70mm            | 701 710 3 |
|             | Saco Colostomia Fechado Transparente - duas peças - fixação adesiva |   | 10911 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10911 / Maxi / 35mm            | 701 705 3 |
|             |   |   | 10912 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10912 / Maxi / 50mm            | 701 706 1 |
|             |   |   | 10917 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10917 / Maxi / 70mm            | 701 709 5 |
| ILEOSTOMIAS | Saco Ileostomia Aberto Opaco - duas peças - fixação adesiva         |   | 10314 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10314 / Midi / 35mm            | 701 711 1 |
|             |   |   | 10315 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10315 / Midi / 50mm            | 701 712 9 |
|             |   |   | 10324 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10324 / Maxi / 35mm            | 701 715 2 |
|             |   |   | 10325 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10325 / Maxi / 50mm            | 701 716 0 |
|             |   |   | 10328 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10328 / Maxi / 70mm            | 701 718 6 |
|             | Saco Ileostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação adesiva  |   | 10321 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10321 / Maxi / 35mm            | 701 713 7 |
|             |   |   | 10322 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10322 / Maxi / 50mm            | 701 714 5 |
|             |   |   | 10327 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10327 / Maxi / 70mm            | 701 717 8 |
| UROSTOMIAS  | Saco Urostomia Aberto Opaco - duas peças - fixação adesiva          |   | 11824 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11824 / Maxi / 35mm            | 701 720 2 |
|             |   |   | 11825 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 10825 / Maxi / 50mm            | 701 721 0 |
|             | Saco Urostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação adesiva   |   | 11827 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11827 / Maxi / 35mm            | 701 722 8 |
|             |   |   | 11828 | Coloplast / SenSura Flex / Refª: 11828 / Maxi / 50mm            | 701 723 6 |
| ACESSÓRIOS  | Saco coletor de urina   |   | 5165  | Coloplast / Conveen / Refª: 5165 / 350ml / 50cm                 | 792 251 8 |
|             |   |   | 5161  | Coloplast / Conveen / Refª: 5161 / 500ml / 50cm                 | 792 247 6 |
|             |   |   | 5167  | Coloplast / Conveen / Refª: 5167 / 750ml / 50cm                 | 792 253 4 |
|             |   |   | 5062  | Coloplast / Conveen / Refª: 5062 / 1500ml / 90cm                | 792 254 2 |
|             |   |   | 5050  | Coloplast / Conveen / Refª: 5050 / Fitas Perna*                 | 792 212 0 |
|             | Kit Irrigação   |   | 12830 | Coloplast / Alterna / Refª: 12830 / Kit irrigação               | 792 138 7 |
|             |   |   | 1511  | Coloplast / Alterna / Refª: 1511 / Saco de água                 | 792 139 5 |
|             |   |   | 1110  | Coloplast / Alterna / Refª: 1110 / Cone                         | 792 143 7 |
|             |   |   | 12836 | Coloplast / Alterna / Refª: 12836 / Manga                       | 792 142 9 |
|             | Nivelador em anel   |   | 12042 | Coloplast / Brava / Refª: 12042                                 | 600 711 6 |
|             | Nivelador em tiras  |   | 2655  | Coloplast / Brava / Refª: 2655                                  | 792 132 0 |
|             | Cinto ajustável   |   | 421   | Coloplast / Brava / Refª: 421                                   | 792 116 3 |
|             | Tiras de fixação  |   | 12070 | Coloplast / Brava / Refª: 12070                                 | 600 772 4 |
|             | Película de proteção cutânea em spray                               |   | 12020 | Coloplast / Brava / Refª: 12020                                 | 600 774 0 |
|             | Película de proteção cutânea em toalhetes                           |   | 62042 | Coloplast / Conveen / Refª: 62042                               | 792 217 9 |
|             | Pó cicatrizante   |   | 1907  | Coloplast / Brava / Refª: 1907                                  | 600 775 7 |
|             | Removedor de adesivos em spray                                      |   | 12010 | Coloplast / Brava / Refª: 12010                                 | 600 773 2 |
|             | Creme Barreira para Ostomias*                                       |   | 66102 | Coloplast / Conveen / Refª: 66102                               | 792 215 3 |
|             | Creme para Lesão Periestomal*                                       |   | 65050 | Coloplast / Conveen / Refª: 65050                               | 792 214 6 |

\* Produto não participado

Prescritor(a): \_\_\_\_\_


Enfermeiro(a): \_\_\_\_\_

Utente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)


## SenSura® Flex

### Instruções de utilização:




#### Preparação

Assegure-se que a placa se encontra limpa e seca (quando limpar a placa utilize apenas água).




#### Alinhar

Comece pela parte de baixo. Alinhe a parte inferior do encaixe do saco com a linha azul localizada na borda externa da placa de fixação. Algumas pessoas podem achar mais fácil começar com a parte de cima.



#### Encaixar

Com os seus dedos pressione o saco na placa na parte de baixo.



#### Verificar segurança

De forma suave, utilizar os dedos para fixar o resto do saco em posição com a linha azul para uma colocação segura. É possível a reposição do saco, uma vez, após a sua aplicação, permitindo um ajuste na posição do saco ou uma correção, caso o saco esteja fora da linha azul.

Pode também colocar os seus polegares por baixo da flange da placa, enquanto pressiona o saco na placa.



Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)

- 1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico > 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação > 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia > Selecionar o produto pela sua referência

| Grupo Ostomia |  | X | Refª  | Produto  | CNP       |
|---------------|--|---|-------|--|-----------|
| PLACAS        | Placa de fixação mecânica convexa                                    |   | 46759 | Coloplast / Alterna / Refª: 46759 / Deep Convex 50cm         | 792 147 8 |
|               |  |   | 46769 | Coloplast / Alterna / Refª: 46769 / Deep Convex 60cm         | 792 148 6 |
|               | Placa de fixação mecânica plana                                      |   | 1771  | Coloplast / Alterna / Refª: 1771 / 40cm                      | 791 144 5 |
|               |  |   | 1776  | Coloplast / Alterna / Refª: 1776 / 50cm                      | 792 145 2 |
|               |  |   | 1779  | Coloplast / Alterna / Refª: 1779 / 60cm                      | 792 146 0 |
|               |  |   | 1790  | Coloplast / Alterna / Refª: 1790 / Pediátrico 40cm           | 794 466 0 |
|               |  |   | 2831  | Coloplast / Alterna / Refª: 2831 / Extra 40cm                | 795 901 5 |
|               |  |   | 2832  | Coloplast / Alterna / Refª: 2832 / Extra 50cm                | 795 902 3 |
| COLOSTOMIAS   | Saco Colostomia Fechado Opaco - duas peças - fixação mecânica        |   | 1671  | Coloplast / Alterna / Refª: 1671 / Midi / 40mm               | 792 151 0 |
|               |  |   | 1672  | Coloplast / Alterna / Refª: 1672 / Midi / 50mm               | 792 152 8 |
|               |  |   | 1673  | Coloplast / Alterna / Refª: 1673 / Midi / 60mm               | 792 153 6 |
|               |  |   | 1681  | Coloplast / Alterna / Refª: 1681 / Maxi / 40mm               | 792 157 7 |
|               |  |   | 1682  | Coloplast / Alterna / Refª: 1682 / Maxi / 50mm               | 792 158 5 |
|               |  |   | 1683  | Coloplast / Alterna / Refª: 1683 / Maxi / 60mm               | 792 159 3 |
|               | Saco Colostomia Fechado Opaco - uma peça - base plana                |   | 5776  | Coloplast / Alterna / Refª: 5776 / Mini / rec. 20-55mm       | 792 183 3 |
|               |  |   | 5786  | Coloplast / Alterna / Refª: 5786 / Maxi / rec. 20-55mm       | 792 186 6 |
|               |  |   | 5787  | Coloplast / Alterna / Refª: 5787 / Maxi / rec. 10-70mm       | 792 187 4 |
|               |  |   | 5790  | Coloplast / Alterna / Refª: 5790 / Maxi / Pré-rec. 30mm      | 792 197 3 |
|               |  |   | 5791  | Coloplast / Alterna / Refª: 5791 / Maxi / Pré-rec. 35mm      | 792 198 1 |
|               |  |   | 5792  | Coloplast / Alterna / Refª: 5792 / Maxi / Pré-rec. 40mm      | 792 199 9 |
|               | Saco Colostomia Fechado Transparente - duas peças - fixação mecânica |   | 5876  | Coloplast / Alterna / Refª: 5876 / rec. 20-55mm              | 792 137 9 |
|               |  |   | 1687  | Coloplast / Alterna / Refª: 1687 / Maxi / 50mm               | 792 161 9 |
|               | Saco Colostomia Fechado Transparente - uma peça - base plana         |   | 1688  | Coloplast / Alterna / Refª: 1688 / Maxi / 60mm               | 792 162 7 |
|               |  |   | 5686  | Coloplast / Alterna / Refª: 5686 / Maxi / rec. 20-55mm       | 792 184 1 |
| ILEOSTOMIAS   | Saco Ileostomia Aberto Opaco - duas peças - fixação mecânica         |   | 5687  | Coloplast / Alterna / Refª: 5687 / Maxi / rec. 10-70mm       | 792 185 8 |
|               |  |   | 13984 | Coloplast / Alterna / Refª: 13984 / Maxi / 40mm              | 776 283 1 |
|               |  |   | 13985 | Coloplast / Alterna / Refª: 13985 / Maxi / 50mm              | 600 750 0 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Opaco - uma peça - base plana                 |   | 13986 | Coloplast / Alterna / Refª: 13986 / Maxi / 60mm              | 600 751 8 |
|               |  |   | 5875  | Coloplast / Alterna / Refª: 5875 / Midi / rec. 10-55mm       | 792 201 3 |
|               |  |   | 5885  | Coloplast / Alterna / Refª: 5885 / Maxi / rec. 10-70mm       | 792 203 9 |
|               |  |   | 13810 | Coloplast / Alterna / Refª: 13810 / Mini / rec. 12-65mm      | 600 758 3 |
|               |  |   | 13840 | Coloplast / Alterna / Refª: 13840 / Midi / rec. 12-65mm      | 600 757 5 |
|               |  |   | 13870 | Coloplast / Alterna / Refª: 13870 / Maxi / rec. 12-70mm      | 600 747 6 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação mecânica  |   | 15520 | Coloplast / Alterna / Refª: 15520 / Mini / rec. 10-66mm      | 602 909 0 |
|               |  |   | 13974 | Coloplast / Alterna / Refª: 13974 / Maxi / 40mm              | 600 754 2 |
|               |  |   | 13975 | Coloplast / Alterna / Refª: 13975 / Maxi / 50mm              | 600 755 9 |
|               | Saco Ileostomia Aberto Transparente - uma peça - base plana          |   | 13976 | Coloplast / Alterna / Refª: 13976 / Maxi / 60mm              | 600 756 7 |
|               |  |   | 13860 | Coloplast / Alterna / Refª: 13860 / Maxi / rec. 12-70mm      | 600 752 6 |
| UROSTOMIAS    | Saco Urostomia Aberto Opaco - duas peças - fixação mecânica          |   | 1754  | Coloplast / Alterna / Refª: 1754 / Maxi / 40mm               | 600 777 3 |
|               |  |   | 1755  | Coloplast / Alterna / Refª: 1755 / Maxi / 50mm               | 600 780 7 |
|               |  |   | 1756  | Coloplast / Alterna / Refª: 1756 / Maxi / 60mm               | 600 781 5 |
|               | Saco Urostomia Aberto Transparente - duas peças - fixação mecânica   |   | 1751  | Coloplast / Alterna / Refª: 1751 / Midi / 40mm               | 792 175 9 |
|               |  |   | 1752  | Coloplast / Alterna / Refª: 1752 / Midi / 50mm               | 792 176 7 |
|               |  |   | 1757  | Coloplast / Alterna / Refª: 1757 / Maxi / 40mm               | 792 177 5 |
|               |  |   | 1758  | Coloplast / Alterna / Refª: 1758 / Maxi / 50mm               | 792 178 3 |
|               |  |   | 1759  | Coloplast / Alterna / Refª: 1759 / Maxi / 60mm               | 792 179 1 |
|               | Saco Urostomia Aberto Transparente - uma peça - base plana           |   | 5575  | Coloplast / Alterna / Refª: 5575 / Midi / rec. 10-55mm       | 792 205 4 |
|               |  |   | 5585  | Coloplast / Alterna / Refª: 5585 / Maxi / rec. 10-55mm       | 792 206 2 |
|               |  |   | 8002  | Coloplast / Alterna / Refª: 8002 / Pediátrico / rec. 10-35mm | 792 210 4 |

## Acessórios no verso da página

Prescritor(a): \_\_\_\_\_

Enfermeiro(a): \_\_\_\_\_

Utente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)



- 1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico
- >
- 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação
- >
- 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia
- >
- Selecionar o produto pela sua referência

| Grupo Ostomia |   | X | Refª  | Produto   | CNP       |
|---------------|---|---|-------|---|-----------|
| ACESSÓRIOS    | Obturador para Colostomia - uma peça      |   | 1435  | Coloplast / Alterna / Refª: 1435 / 35mm (ostomia 25-35mm) | 792 128 8 |
|               |   |   | 1445  | Coloplast / Alterna / Refª 1445 / 45mm (ostomia 25-35mm)  | 792 129 6 |
|               |   |   | 1485  | Coloplast / Alterna / Refª 1485 / 35mm (ostomia 35-45mm)  | 792 130 4 |
|               |   |   | 1495  | Coloplast / Alterna / Refª: 1495 / 45mm (ostomia 35-45mm) | 792 131 2 |
|               | Saco coletor de urina                     |   | 5165  | Coloplast / Conveen / Refª: 5165 / 350ml / 50cm           | 792 251 8 |
|               |   |   | 5161  | Coloplast / Conveen / Refª: 5161 / 500ml / 50cm           | 792 247 6 |
|               |   |   | 5167  | Coloplast / Conveen / Refª: 5167 / 750ml / 50cm           | 792 253 4 |
|               |   |   | 5062  | Coloplast / Conveen / Refª: 5062 / 1500ml / 90cm          | 792 254 2 |
|               |   |   | 5050  | Coloplast / Conveen / Refª: 5050 / Fitas Perna*           | 792 212 0 |
|               | Kit Irrigação                             |   | 12830 | Coloplast / Alterna / Refª: 12830 / Kit irrigação         | 792 138 7 |
|               |   |   | 1511  | Coloplast / Alterna / Refª: 1511 / Saco de água           | 792 139 5 |
|               |   |   | 1110  | Coloplast / Alterna / Refª: 1110 / Cone                   | 792 143 7 |
|               |   |   | 12836 | Coloplast / Alterna / Refª 12836 / Manga                  | 792 142 9 |
|               | Nivelador em anel                         |   | 12042 | Coloplast / Brava / Refª: 12042                           | 600 771 6 |
|               | Nivelador em tiras                        |   | 2655  | Coloplast / Brava / Refª: 2655                            | 792 132 0 |
|               | Cinto ajustável                           |   | 421   | Coloplast / Brava / Refª: 421                             | 792 116 3 |
|               | Tiras de fixação                          |   | 12070 | Coloplast / Brava / Refª: 12070                           | 600 772 4 |
|               | Película de proteção cutânea em spray     |   | 12020 | Coloplast / Brava / Refª: 12020                           | 600 774 0 |
|               | Película de proteção cutânea em toalhetes |   | 62042 | Coloplast / Conveen / Refª: 62042                         | 792 217 9 |
|               | Pó cicatrizante                           |   | 1907  | Coloplast / Brava / Refª: 1907                            | 600 775 7 |
|               | Removedor de adesivos em spray            |   | 12010 | Coloplast / Brava / Refª: 12010                           | 600 773 2 |
|               | Creme Barreira para Ostomias*             |   | 66102 | Coloplast / Conveen / Refª: 66102                         | 792 215 3 |
|               | Creme para Lesão Periestomal*             |   | 65050 | Coloplast / Conveen / Refª: 65050                         | 792 214 6 |

\* Produto não participado

Brava®

Uma ajuda na redução de fugas, no cuidado da pele peri-estoma

Formas diferentes do corpo e necessidades diferentes, às vezes requerem soluções individuais para evitar fugas, e manter a pele peri-estoma saudável. Os acessórios Brava foram desenvolvidos para ir ao encontro destas necessidades.



Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)



Uma ajuda na redução de fugas, no cuidado da pele peri-estoma. Formas diferentes do corpo e necessidades diferentes, às vezes requerem soluções individuais para evitar fugas, e manter a pele peri-estoma saudável. Os acessórios Brava foram desenvolvidos para ir ao encontro destas necessidades.

### PELE IRRITADA



Pele irritada ou com vermelhidão, devido ao contato dos efluentes com a pele?



Anel Moldável



Creme Barreira em Spray\*

Pele irritada com vermelhidão que possa ser causada durante a limpeza e/ou aplicação-remoção do dispositivo?



Removedor de Adesivo em Spray\*



Creme Barreira em Spray\*

### FUGAS



Fugas devido a irregularidades na pele peri-estoma?



Anel Moldável



Tiras de Fixação

Quando há fugas, verifica-se humidade na pele?



Anel Moldável



Pó Cicatrizante



Pasta em Tiras



Pasta em Tiras

### APLICAÇÃO E REMOÇÃO



É difícil ou doloroso remover o adesivo?



Creme Barreira em Spray\*



Removedor de Adesivo em Spray\*



Creme Barreira em Spray\*



Tiras de Fixação

### INTIMIDADE E DISCRIÇÃO



Fugas durante a intimidade?



Anel Moldável



Tiras de Fixação

### ACTIVIDADES FÍSICAS



O adesivo descola durante a prática de alguma atividade física?



Cinto

Número de apoio:  
**800 914 390**  
(chamada gratuita)  
**[www.coloplast.pt](http://www.coloplast.pt)**