



Continência

Catálogo de produtos



Coloplast

Coloplast Portugal, quem somos?

A Coloplast existe há mais de 60 anos. A nossa empresa reflete a paixão, ambição e empenho das pessoas que a tornaram realidade. Por estar determinada em tirar a irmã do isolamento, Elise Sørensen, enfermeira, inventou o primeiro saco de ostomia auto-adesivo e descartável. Aage Louis-Hansen e a sua esposa Johanne aliaram a sua capacidade de engenharia ao empreendedorismo e, com forte empenho e resiliência, fundaram a Coloplast em 1957.

A empresa evoluiu e hoje seguimo-nos pelos seguintes princípios:

A nossa missão

Facilitar a vida às pessoas com necessidades de saúde íntima.

Os nossos valores

Proximidade... para melhor compreensão
Paixão... para fazer a diferença
Respeito e responsabilidade... para nos guiar

A nossa visão

Focar-nos em ouvir e responder às necessidades.



Catálogo de produtos Continência

Índice

SpeediCath®	4
SpeediCath®Soft	6
SpeediCath® Standard	8
SpeediCath Nelaton	8
SpeediCath Tiemann	8
SpeediCath®Compact	9
EasiCath®	10
EasiCath Nelaton	11
EasiCath® Luerlock	11
EasiCath® Set	11
Conveen®	12
Sacos coletores de urina	12
Dispositivos Urinários	14



Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

SpeediCath®

Cateter inovador, com revestimento hidrofílico para cateterização intermitente.

O SpeediCath é um avanço nos cateteres intermitentes revestidos.

Conheça os diferentes produtos da marca SpeediCath:

- SpeediCath® Soft
- SpeediCath® Standard
- SpeediCath® Compact



Fácil e pronto a utilizar

- Não é necessário adicionar água ou lubrificante. O anel para abertura possibilita uma forma fácil de abertura da embalagem para pessoas com pouca destreza manual.

Comparticipado a 100% pelo SNS

- Os cateteres SpeediCath são todos participados a 100% pelo estado. Basta pedir uma prescrição ao seu médico e deslocar-se a uma farmácia para obter o seu cateter SpeediCath.

Minimiza o risco de Infecções do Trato Urinário (ITUs)


- Os cateteres SpeediCath reduzem o risco de ITUs tanto no hospital como na comunidade.

Camada hidrofílica exclusiva

- Todos os cateteres SpeediCath possuem um revestimento único hidrofílico, devido à sua *Triple Action Coating Technology*.
- Esta tecnologia faz com que o SpeediCath exerça menos fricção na entrada e saída da uretra, diminuindo também as complicações.



Triple Action Coating Technology™



Esta tecnologia consiste em três elementos fortemente interligados, projetados para proteger a uretra de três maneiras:



Permanece na superfície

O revestimento **permanece na superfície** do cateter durante a inserção e remoção devido a um **revestimento de base** que é covalentemente ligado à superfície do cateter para um **revestimento uniforme**, sem locais secos.



Permanece suave

Permanece suave porque o **polímero da camada do revestimento superior** permite uma excelente absorção da água, levando a uma **baixa fricção**, uma suave inserção e a desconforto reduzido.




Permanece hidratado

Permanece hidratado com a **solução especial à base de água** que intensifica o revestimento e torna-o pronto a usar de forma instantânea.



SpeediCath® Soft para homem


O seu SpeediCath com uma pega para um manuseamento seguro



Segure a embalagem para cima enquanto abre



Liberte a pega de manuseamento e segure pela zona ondulada



Para inserir o cateter, utilize uma técnica passo-a-passo de segurar e libertar a pega



Ajude os seus utentes a fazer uma boa cateterização



Para informações mais detalhadas, consulte as instruções de utilização do produto e visualize os vídeos de demonstração no canal YouTube - Coloplast Portugal

A verdade é:

Todo o processo deve ser rápido^{1,2}

A conveniência é importante para os utilizadores de cateteres intermitentes. É por isso que o novo SpeediCath Soft vem pré-lubrificado, imediatamente pronto para ser utilizado.



Preparação rápida

Ao abrir a embalagem, o SpeediCath Soft está instantaneamente pronto a usar, pois é pré-lubrificado e tem um revestimento hidrofílico exclusivo para uma inserção suave.

Cateter suave

O SpeediCath Soft é fácil de usar, desde a primeira utilização.

Pega segura

A pega de manuseamento é feita de um material suave e flexível, desenhada para garantir um manuseamento firme e preciso para que seja fácil inserir o cateter, sem tocar no tubo ou na ponta.

SpeediCath® Soft

	Medida (CH)	CNP	Ref.
●	10	7017913	27010
○	12	7017921	27012
●	14	7017939	27014
●	16	7017947	27016

Caixa com 30 unid., comprimento efetivo de 33 cm

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterization. Br J Nurs 2001;10(5):325-9.
2. De Ridder D, Everaert K, Fernández LG, et al. Intermittent catheterisation with hydrophilic-coated catheters (SpeediCath®) reduces the risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients: a prospective randomised parallel comparative trial. Eur Urol 2005;48(6):991-5.

SpeediCath® Standard

Cateter sem pega de manuseamento, um pouco mais rígido que o SpeediCath Soft.

SpeediCath® Standard

Nelaton

Medida (CH)	Pediátrico		Feminino		Masculino	
	CNP	Ref.	CNP	Ref.	CNP	Ref.
● CH6 / 2,0 mm	7016030	27706				
● CH8 / 2,7 mm	7016048	27708			7015974	27408
● CH10 / 3,3 mm			7016055	27510	7015982	27410
○ CH12 / 4,0 mm			7016063	27512	7015990	27412
● CH14 / 4,7 mm			7016071	27514	7016006	27414
● CH16 / 5,3 mm			7016089	27516	7016014	27416
● CH18 / 6,0 mm					7016022	27418




SpeediCath Nelaton Pediátrico / Feminino | Caixa com 30 unid., comprimento efetivo de 16 cm



SpeediCath Nelaton Masculino | Caixa com 30 unid., comprimento efetivo de 35 cm

SpeediCath® Standard

Tiemann



Medida (CH)	Masculino	
	CNP	Ref.
● CH10 / 3,3 mm	7015933	27490
○ CH12 / 4,0 mm	7015941	27492
● CH14 / 4,7 mm	7015958	27494
● CH16 / 5,3 mm	7015966	27496


SpeediCath Tiemann Masculino | Caixa com 30 unid., comprimento efetivo de 35 cm

SpeediCath® Compact

O SpeediCath Compact tem um *design discreto e compacto* o que o torna mais fácil de transportar e de utilizar fora de casa.

47%

das utilizadoras de cateteres prefere um cateter que seja fácil de utilizar quando estão fora de casa³.



- Produto fácil de abrir.
- Pega firme e seca que permite agarrar no cateter de forma segura.
- Orifícios de drenagem polidos que *reduzem o risco de danos uretrais*.
- Solução aquosa *não deixa manchas* nos tecidos.

SpeediCath® Compact

		Feminino	
Medida (CH)	CNP	Ref.	
● CH08 / 2,7mm	7017954	28578	

| Caixa com 30 unidades, comprimento efetivo de 7 cm

SpeediCath® Compact Plus

		Feminino	
Medida (CH)	CNP	Ref.	
● CH10 / 3,3 mm	7016097	28810	
○ CH12 / 4,0 mm	7016105	28812	
● CH14 / 4,7 mm	7016113	28814	

| Caixa com 30 unidades, comprimento efetivo de 9 cm



3. Coloplast, Market Research, IC User Survey (n=2942), 2016

EasiCath® Cateter e Conjunto

Cateter de uso único, para cateterização intermitente em qualquer momento ou lugar, com revestimento hidrofílico para uma passagem suave e ponta arredondada para conforto extra.

Simples e fácil de utilizar

- O EasiCath é embalado selado, mas numa embalagem fácil de abrir. O topo da embalagem dispõe de um orifício de suporte assim como de um adesivo, que podem servir para suspender a embalagem quando está cheia de água.



Suave com a mucosa uretral

- Os orifícios do cateter EasiCath são suaves, arredondados e com revestimento hidrofílico. Isto torna o cateter suave na mucosa uretral e o processo de cateterização mais confortável e seguro.



Minimiza a fricção

- Encher a embalagem do cateter com água e esperar 30 segundos para ativar o benefício do revestimento hidrofílico.
- O EasiCath além de proporcionar mais conforto reduz a fricção e o risco de trauma uretral.



EasiCath com Luerlock

- O EasiCath também está disponível com o conector Luerlock, diferente do standard. Este conector permite o uso de uma seringa para administração de medicação intravesical.



Conjunto EasiCath

- O conjunto EasiCath é um sistema integrado que inclui tudo o que é necessário para uma cateterização intermitente suave: cateter, saco coletor e solução salina e estéril. Com este produto 3-em-1 o utilizador tem tudo o que necessita para realizar a cateterização em qualquer lugar, a qualquer momento.



Medida (CH)	Pediátrico				Feminino		Masculino	
	Feminino (19 cm)		Masculino (30 cm)		(19 cm)		(40 cm)	
	CNP	Ref.	CNP	Ref.	CNP	Ref.	CNP	Ref.
● CH8	7922575	5008			7922724	5368		
● CH10	7922583	5010	7922617	5090	7922732	5370	7922641	5350
○ CH12					7922740	5372	7922658	5352
● CH14					7922757	5374	7922666	5354
● CH16					7922765	5376	7922674	5356
● CH18							7922682	5358



EasiCath Nelaton Masculino | Caixa com 25 unid., comprimento efetivo de 35 cm



EasiCath Nelaton Pediátrico Masculino | Caixa com 25 unid., comprimento efetivo de 26 cm



EasiCath Nelaton Pediátrico Feminino e EasiCath Nelaton Feminino | Caixa com 25 unid., comprimento efetivo de 16 cm

EasiCath® Luerlock

Medida (CH)	Masculino (40 cm)	
	CNP	Ref.
● CH10	7015461	5290*
○ CH12	7015479	5292*

*Sem compartição.

EasiCath Luerlock | Caixa com 25 unid., comprimento efetivo de 36 cm



EasiCath® Set

Medida (CH)	Feminino (19 cm)		Masculino (40 cm)	
	CNP	Ref.	CNP	Ref.
● CH10			7015495	28006
○ CH12	7017475	28003	7015503	28007
● CH14	7015487	28004	7015511	28008
● CH16			7015529	28009

EasiCath Set Feminino | Caixa com 20 unid., comprimento efetivo de 15 cm

EasiCath Set Masculino | Caixa com 20 unid., comprimento efetivo de 34 cm



Conveen®

Sacos coletores de urina para drenagem de urina de noite e de dia, que asseguram máxima proteção contra fugas.

Sacos de drenagem de PERNA

Válvula **anti-retorno**, que evita que a urina retorne para o tubo.


O **sistema de botões** da fita permite que seja fácil retirar e esvaziar o saco*.

O tecido suave que contacta com a pele é **confortável** de utilizar.

O design interior do saco **reduz o ruído por salpicos**, quando existe movimento.

Tubo **antitorção**, que assegura que não haja impedimentos na passagem da urina.

A tampa com um **design exclusivo** permite a **facilidade de operar** e de verificar se está bem fechada.




* Se necessitar de fitas de perna, ligue para a nossa linha de apoio gratuita: 800 914 390

Sacos de drenagem de CAMA

Válvula **anti-retorno**, que evita que a urina retorne para o tubo.

Saco com **grande capacidade** (2 Litros), possibilitando uma boa noite de sono.

Tubo extralongo (140cm) e **antitorção**, o que assegura que não haja impedimentos na passagem de urina e permite **liberdade de movimentos** na cama.



Existe a **possibilidade de ligar a um outro saco coletor de urina**, para maior confiança ou conforto.

CNP	Ref.	Volume (ml)	Extensão tubo (cm)
6399055	21346	2000	140
7922542	5062	1500	90
7922534	5167	750	50
7922476	5161	500	50
7922518	5165	350	50
7922120	5050*	Fitas Perna	Ajuste

* Sem participação.

Conveen

Todos os sacos de urina estão disponíveis em caixas com 10 unid.

Conveen® Dispositivos Urinários

Os dispositivos urinários Conveen são uma solução para a incontinência urinária especialmente desenhada para a anatomia masculina.

Dispositivo de 2 peças | Dispositivo urinário (látex)

- O adesivo de dupla face hidrocolóide pode ser posicionado de acordo com as preferências do utilizador, para garantir total conforto de dia e de noite.
- Possui uma lingueta plástica para remoção do papel protetor, facilitando a sua aplicação.

CNP	Ref.	Diâmetro (mm)
6679654	5130*	30
6679662	5135*	35
6679670	5140*	40

* Sem comparticipação.
Caixa com 30 unidades



Dispositivos de 1 peça | Dispositivo urinário auto-adesivo (látex)

- Colocação facilitada devido ao aplicador e ao sistema auto-adesivo ativado ao desenrolar.
- O adesivo garante uma aplicação segura, adaptada à anatomia masculina e sem risco de fugas.

CNP	Ref.	Diâmetro (mm)
7922278	5200*	25
7922286	5205*	30
7922294	5210*	35
7922302	5215*	40

* Sem comparticipação.
Caixa com 30 unidades



Dispositivos de 1 peça | Dispositivo urinário auto-adesivo (sem látex)

- Aplicação fácil devido ao aplicador e à lingueta plástica
- Ajuste individual
- Sistema anti-fugas
- Não contém látex, reduzindo o risco de reações alérgicas

CNP	Ref.	Diâmetro (mm)
7922328	5225*	25
7922336	5230*	30
7922344	5235*	35
7922351	5240*	40

* Sem comparticipação.
Caixa com 30 unidades



Como prescrever na PEM:

Cateteres Intermitentes

- 1º Passo:** Selecionar "Dispositivos Médicos"
- 2º Passo:** Selecionar "Tipo de Produto: Ostomia Retenção/ Incontinência"
- 3º Passo:** Selecionar "Grupo Ostomia (Sonda de Cateterização/ Esvaziamento Intermitente)"
- 4º Passo:** Selecionar o produto pela sua referência

Sacos Coletores de Urina

- 1º Passo:** Selecionar "Dispositivos Médicos"
- 2º Passo:** Selecionar "Tipo de Produto: Ostomia Eliminação"
- 3º Passo:** Selecionar "Grupo Ostomia"
- 4º Passo:** Selecionar o produto pela sua referência

Bloco de Prescrição

De modo a facilitar a prescrição, a Coloplast dispõe de **Blocos de Prescrição**, com as referências de todos os seus dispositivos da área da continência.

Caso queira, pode solicitar diretamente alguns ao seu representante Coloplast ou então aceder à versão online e editável através do código QR:



Número de apoio:
800 914 390
(chamada gratuita)
www.coloplast.pt