



SenSura® Convex 1 peça

Para estomas em áreas periestoma retraídas

Os dispositivos SenSura são a solução perfeita para pessoas com ostomia, no mundo inteiro.

A gama SenSura confere aos seus utilizadores a liberdade de realizarem as atividades que mais gostam. Está comprovado que:

- Reduz o risco de fugas
- Contribui para a prevenção de problemas de pele
- Melhora a qualidade de vida

NOVO



Duas versões de adesivo



SenSura® Standard

Recomendado para efluentes menos agressivos - otimizado para resistência à erosão e absorção



SenSura® Xpro

Proteção extra contra efluentes agressivos - otimizado para uma maior resistência à erosão

Dois tipos de Convexidade



SenSura® Convex Light

Oferece suporte à pele periestoma para ajudar na protusão do estoma. Profundidade - 4,7mm



SenSura® Convex Deep

É indicado para utilizadores que necessitam de um suporte adicional com uma maior convexidade para ajudar na protusão do estoma. Profundidade - 6,7mm

Sensura Convex 1 peça



Colostomia

Ref.	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Convexidade	Outros
15403	7131870	Midi	Opaco	15-33 mm	Light	
15407	7131862	Maxi	Opaco	15-33 mm	Light	
15071	7131854	Maxi	Opaco	15-43 mm	Light	Com janela de inspeção
15406	7131847	Maxi	Transparente	15-43 mm	Light	



Ileostomia

Ref.	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Convexidade	Outros
15500	7131839	Midi	Opaco	15-33 mm	Light	Com janela de inspeção
15209	7131821	Maxi	Opaco	15-43 mm	Light	Com janela de inspeção
15206	7131813	Maxi	Transparente	15-43 mm	Light	
11277	7131797	Maxi	Opaco	15-43 mm	Deep	Com janela de inspeção
11278	7131805	Maxi	Opaco	15-43 mm	Deep	Com janela de inspeção Xpro



Urostomia

Ref.	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Convexidade	Outros
11819	7131896	Maxi	Transparente	15-33 mm	Light	Xpro

Outras referências a lançar **NOVO**



Urostomia - Placa Plana e Xpro

Ref.	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Convexidade	Outros
11809	7131888	Maxi	Transparente	10-76 mm	Plana	Xpro



Alto débito - Convex light

Ref.	CNP	Volume	Cor	Área de recorte	Convexidade	Outros
19130	7131789	680 ml	Opaco	Pré-cortado 35-43 mm	Light	Com janela de inspeção Xpro