



SenSura®

SenSura® Magnum

Segurança e conforto por tempo prolongado

Os dispositivos SenSura são a solução perfeita para pessoas com ostomia, no mundo inteiro. Os sacos SenSura Magnum possuem todos os benefícios já comprovados da gama SenSura, mas com uma proteção e segurança adicional por tempo prolongado.

A gama SenSura confere aos seus utilizadores a liberdade de realizarem as atividades que mais gostam. Está comprovado que:

- Reduz o risco de fugas
- Contribui para a prevenção de problemas de pele
- Melhora a qualidade de vida

Saiba mais em www.coloplast.pt

A sua capacidade aumentada permite que pessoas com ileostomia de alto débito possam dormir uma noite inteira sem a necessidade de trocar o saco!

- ✓ Volume superior a 1L
- ✓ Filtro eficiente
- ✓ Sistema de despejo fácil

Saco de Ileostomia de Alto Débito

Filtro eficiente

Neutraliza o odor, previne fugas e o enchimento do saco de ar.

Sistema de fixação click

Fixação audível e fácil manuseamento.

Tecido não tecido

Resistente a rasgos e repelente à água.

Sistema de despejo

Seguro, de alto calibre e simples de manusear.



Capacidade aumentada

Com 2 opções de volume superiores a 1L, oferece conforto a todos aqueles com elevado débito de efluente.

Compatível com placas SenSura

As placas SenSura podem ser utilizadas com sacos de maior e menor volume. Basta ter sistema de fixação Click.

Discreto e confortável

Mais comodidade devido à composição do material de tecido não tecido.

Válvula anti-refluxo

Previne contra retorno do efluente e evita o seu contato com o estoma, reduzindo o risco de irritação na pele peristoma.

Sacos de ileostomia de alto débito

Ref#	CNP	Volume	Cor	Aro
19041	7133579	1120 ml	Opaco	50 mm
19042	7133561	1080 ml	Opaco	60 mm

As placas SenSura são compostas por uma dupla camada adesiva que contribui para a saúde da pele peristoma.

Camada de proteção

- Adesivo resistente à erosão, que protege contra os efluentes do estoma.
- Cria uma adesão firme entre o adesivo e o estoma.

Camada cuidadora da pele

- Absorve o excesso de humidade para manter a pele peristoma saudável
- Garante adesão consistente
- Juntas, as duas camadas do adesivo de proteção oferecem segurança e proteção da pele.

Duas versões de adesivo

- **SenSura** - a sua primeira escolha. A composição do adesivo confere uma aderência rápida, segura e também facilita a sua remoção.
- **SenSura Xpro** - mais resistente à erosão. Indicada para pessoas que precisam de uma proteção extra contra os efluentes agressivos.

Sistema de fixação Click

Um clique audível confirma a fixação segura do saco à placa adesiva e permite que o saco seja rodado para a posição mais desejada.



Auxiliar de Prescrição: Ostomia

SenSura®

- 1 Passo: Selecionar Dispositivo Médico
- 2 Passo: Selecionar Tipo de Produto: Ostomia Eliminação
- 3 Passo: Selecionar Grupo Ostomia > Selecionar o produto pela sua referência

	Grupo Ostomia	X	Ref.	Produto	CNP
ILEOSTOMIA	Saco de Ileostomia de alto débito duas peças click		19041	Coloplast / SenSura / Ref: 19041 / Alto débito / 1120ml / 50mm	7133576
			19042	Coloplast / SenSura / Ref: 19042 / Alto débito / 1080ml / 60mm	7133561
ACESSÓRIOS	Obturador para Colostomia - uma peça		1435	Coloplast / Alterna / Ref: 1435 / 35mm (ostomia 25-35mm)	7921288
			1445	Coloplast / Alterna / Ref: 1445 / 45mm (ostomia 25-35mm)	7921296
			1485	Coloplast / Alterna / Ref: 1485 / 35mm (ostomia 25-35mm)	7921304
			1495	Coloplast / Alterna / Ref: 1495 / 45mm (ostomia 25-35mm)	7921312
	Saco coletor de urina		5165	Coloplast / Conveen Ref: 5165 / 350ml / 50cm	7922518
			5161	Coloplast / Conveen Ref: 5161 / 500ml / 50cm	7922476
			5167	Coloplast / Conveen Ref: 5167 / 750ml / 50cm	7922534
			5062	Coloplast / Conveen Ref: 5062 / 1500ml / 90cm	7922542
			21346	Coloplast / Conveen Ref: 21346 / 2000ml / 140cm	6399055
			5050	Coloplast / Conveen Ref: 5050 / Fitas Perna*	7922120
	Kit Irrigação		12830	Coloplast / Alterna / Ref: 12830 / Kit irrigação	7921387
			1511	Coloplast / Alterna / Ref: 1511 / Saco de água	7921395
			1110	Coloplast / Alterna / Ref: 1110 / Cone	7921437
			12836	Coloplast / Alterna / Ref: 12836 / Manga	7921429
	Nivelador em anel		12042	Coloplast / Brava / Ref: 12042	6007716
	Nivelador em tiras		2655	Coloplast / Brava / Ref: 2655	7921320
	Cinto ajustável		421	Coloplast / Brava / Ref: 421	7921163
	Tiras de fixação		12070	Coloplast / Brava / Ref: 12070	6007724
	Película de proteção cutânea- spray		12020	Coloplast / Brava / Ref: 12020	6007740
	Película de proteção cutânea- toalhetes		62042	Coloplast / Conveen / Ref: 62042	7922179
Pó cicatrizante		1907	Coloplast / Brava / Ref: 1907	6007757	
Removedor de adesivos- spray		12010	Coloplast / Brava / Ref: 12010	6007732	
Creme Barreiras para Ostomias*		66102	Coloplast / Conveen / Ref: 66102	7922153	
Creme para Lesão Periestomal*		65050	Coloplast / Conveen / Ref: 65050	7922146	

* Produto não comparticipado

Prescritor(a): _____

Enfermeiro(a): _____

Utente: _____ Data: ____ / ____ / ____

Número de apoio:
800 914 390
(chamada gratuita)
www.coloplast.pt

Brava®

Cuidado extra da pele peristoma e prevenção de fugas

Cada corpo é único e por isso é necessário obter soluções individuais. A gama de acessórios Brava foi desenvolvida para satisfazer as necessidades específicas que trazem mais conforto para as pessoas que vivem com uma ostomia.

Todos os produtos da linha Brava foram projetados de forma a serem fáceis de usar e podem ser utilizados com qualquer marca de produtos de ostomia.



Número de apoio:
800 914 390
(chamada gratuita)
www.coloplast.pt

Uma ajuda na redução de fugas, no cuidado da pele peristoma. A linha Brava é composta por soluções pensadas para formas diferentes do corpo e necessidades individuais, promovendo uma pele peristoma saudável.

PELE IRRITADA



Pele irritada ou com vermelhidão, devido ao contato dos efluentes com a pele?



Anel Moldável

Creme Barreira em Spray*

Pele irritada com vermelhidão que possa ser causada durante a limpeza e/ou aplicação-remoção do dispositivo?



Removedor de Adesivo em Spray*

Creme Barreira em Spray*

FUGAS



Fugas devido a irregularidades na pele peristoma?



Anel Moldável

Tiras de Fixação

Quando há fugas, verifica-se humidade na pele?



Anel Moldável

Pó Cicatrizante



Pasta em Tiras



Pasta em Tiras

APLICAÇÃO E REMOÇÃO



É difícil ou doloroso remover o adesivo?



Creme Barreira em Spray*

Removedor de Adesivo em Spray*

É difícil fazer o adesivo colar na pele durante a aplicação?



Creme Barreira em Spray*

Tiras de Fixação

INTIMIDADE E DISCRICÃO



Fugas durante a intimidade?



Anel Moldável

Tiras de Fixação

ACTIVIDADES FÍSICAS



O adesivo descola durante a prática de alguma atividade física?



Cinto

Número de apoio:
800 914 390
(chamada gratuita)
www.coloplast.pt