



SenSura®

SenSura® Magnum

Segurança e conforto por tempo prolongado

Os dispositivos SenSura são a solução perfeita para pessoas com ostomia, no mundo inteiro. Os sacos SenSura Magnum possuem todos os benefícios já comprovados da gama SenSura, mas com uma proteção e segurança adicional por tempo prolongado.

A gama SenSura confere aos seus utilizadores a liberdade de realizarem as atividades que mais gostam. Está comprovado que:

- Reduz o risco de fugas
- Contribui para a prevenção de problemas de pele
- Melhora a qualidade de vida

A sua capacidade aumentada permite que pessoas com ileostomia de alto débito possam dormir uma noite inteira sem a necessidade de trocar o saco!

- ✓ Volume superior a 1L
- ✓ Filtro eficiente
- ✓ Sistema de despejo fácil

Saiba mais em www.coloplast.pt

Saco de Ileostomia de Alto Débito

Filtro eficiente

Neutraliza o odor, previne fugas e o enchimento do saco de ar.

Sistema de fixação click

Fixação audível e fácil manuseamento.

Tecido não tecido

Resistente a rasgos e repelente à água.

Sistema de despejo

Seguro, de alto calibre e simples de manusear.



Capacidade aumentada

Com 2 opções de volume superiores a 1L, oferece conforto a todos aqueles com elevado débito de efluente.

Compatível com placas SenSura

As placas SenSura podem ser utilizadas com sacos de maior e menor volume. Basta ter sistema de fixação Click.

Discreto e confortável

Mais comodidade devido à composição do material de tecido não tecido.

Válvula anti-refluxo

Previne contra retorno do efluente e evita o seu contato com o estoma, reduzindo o risco de irritação na pele peristoma.

Sacos de ileostomia de alto débito

Refª	CNP	Volume	Cor	Aro
19041	7133579	1120 ml	Opaco	50 mm
19042	7133561	1080 ml	Opaco	60 mm

As placas SenSura são compostas por uma dupla camada adesiva que contribui para a saúde da pele peristoma.

Camada de proteção

- Adesivo resistente à erosão, que protege contra os efluentes do estoma.
- Cria uma adesão firme entre o adesivo e o estoma.

Camada cuidadora da pele

- Absorve o excesso de humidade para manter a pele peristoma saudável
- Garante adesão consistente
- Juntas, as duas camadas do adesivo de proteção oferecem segurança e proteção da pele.

Duas versões de adesivo

- **SenSura** - a sua primeira escolha. A composição do adesivo confere uma aderência rápida, segura e também facilita a sua remoção.
- **SenSura Xpro** - mais resistente à erosão. Indicada para pessoas que precisam de uma proteção extra contra os efluentes agressivos.

Sistema de fixação Click

Um clique audível confirma a fixação segura do saco à placa adesiva e permite que o saco seja rodado para a posição mais desejada.

